





# ZedSpine

## 3D Pre-Op. Planning for Posterior Spine Fusion

販売名：ZedView ゼッドビュー  
医療機器認証番号：227AABZX00075000



ZedSpine は、C T画像を用いた脊椎後方固定術用の3次元術前計画ソフトウェアです。

高度な変形をしていても、各椎体に座標系を構築することで、迅速にペディクルスクリューのサイズ、長さ、設置角度とエントリーポイントを3次元的にシミュレーションでき、スクリュー刺入計画を緻密に行うことができます。

### 特徴と機能

- 少ない操作手数と、簡単で直感的な操作方法
- C TベースのMP R断面表示による解りやすさ
- 2次元&3次元でのペディクルスクリューの設置と調整
- D R R (Digitally Reconstructed Radiograph) 表示機能
- 2次元&3次元の距離・角度計測機能
- 3次元データのクリッピング機能

### 手術支援

プランニング後は、レポートを作成してプリントアウトしたりタブレット端末に画像を移したりすることで、術中に参照していただくことが可能です。また、プランニングデータを基に Rapid Prototyping 技術を用いた実物大石膏模型作成サービス※のご利用が可能です。

※詳しくは Medical Modeling Service のページをご覧ください。