






ZedTrauma

3D Pre-Op. Planning for Bone Fractures and Trauma



ZedTrauma は、CT画像を用いた骨折・外傷用の3次元術前計画ソフトウェアです。

術者は短時間で術前計画を行うことが可能です。CTデータから3次元モデルを作成し、骨折部分を任意平面で切り取り、骨片の移動・回転、整復が可能です。さらに、ネイルプレート等の設置シミュレーションをすることができます。

特徴と機能

- 少ない操作手数と、簡単で直感的な操作方法
- CTベースのMPR断面表示による解りやすさ
- 自動3次元モデル作成（骨盤、大腿骨、脛骨に対応）
- 3次元での骨切り、骨片の回転・移動
- 骨切り後の骨の整復
- 3次元計測