






ZedTrauma

販売名：ZedView ゼッドビュー
医療機器認証番号：227AABZX00075000



ZedTrauma は、C T画像から3次元モデルを構築するソフトウェアであり、医師による外傷に対する骨片整復やインプラント設置を支援します。術者は骨折部分を3次元モデル上の任意平面で切り取り、骨片の移動・回転、整復シミュレーションが可能です。さらに、ネイルプレート等の設置シミュレーションをすることができます。

特徴と機能

- 少ない操作手数と、簡単で直感的な操作方法
- C TベースのMPR断面表示による解りやすさ
- 3次元モデル自動作成（骨盤、大腿骨、脛骨に対応）
- 3次元での骨切り、骨片の回転・移動
- 骨切り後の骨の整復
- 3次元計測